



| | | | |
|---|---|--|-----------------------|
| RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG  Jl. Raya Ulu Gadut | PENYIMPANAN LIMBAH B3 (FIXER) DI TPS LIMBAH B3 | | |
| | NO. DOKUMEN RSJ/SPO/MFK/005 | NO. REVISI 00 | HALAMAN 1/1 |
| SPO | TGL. TERBIT 6 Januari 2016 | Ditetapkan Pimpinan BLUD RSJ Prof. HB. Saanin Padang  dr. Lily Gracediani, M.Kes NIP. 19640728 199101 2 002 | |
| PENGERTIAN | Tata cara menyimpan sementara limbah B3(fixer) di RSJ Prof HB Saanin Padang sebelum di serahkan ke pihak lain yang mempunyai izin. | | |
| TUJUAN | Agar tidak mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. | | |
| KEBIJAKAN | Keputusan Direktur RSJ Prof. HB. Saanin Padang Nomor: 800/220-KP/I-2016 tentang Penetapan Kebijakan Manajemen Fasilitas Keselamatan RSJ Prof. HB. Saanin Padang | | |
| PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum masuk ke TPS limbah B3, fixer di timbang dulu berapa kg, kemudian di catat di log book. 2. Limbah B3 (fixer) di simpan di derigen 3. Lama penyimpanan fixer di TPS limbah B3 selama 3 bulan 4. Setelah 3 bulan di ambil/di angkat dan di timbang oleh pihak lain yang mempunyai izin (bukti manifest) | | |
| UNIT TERKAIT | <ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Radiologi. 2. TPS limbah B3 RSJ Prof HB Saanin padang. | | |